MANUAL DEL USUARIO PERFIL HEPÁTICO







¡Perfil Hepático! Sistema para la gestión de exámenes médicos.

Contenido

וכ	ataforma web	2
	Página de inicio	
	Iniciando el sistema	
	Página inicial del usuario	
	Tipos de usuario	
	Administrador	
	Personal	
	Laboratorista	
	Paciente	13
	Recuperar contraseña	. 15





Plataforma web

Página de inicio


El sistema de gestión de exámenes médicos desarrollado por El Grupo de Tratamiento de Señales y telecomunicaciones (GTST) de la Universidad Surcolombiana, permite el manejo de exámenes del perfil hepático y el control de la información de los pacientes.







Inicia sesión con tu documento de identidad y la contraseña. Puedes recordar la sesión en tu navegador y recuperar la contraseña si la olvidaste.



Iniciando el sistema


Luego de cargar la aplicación en el servidor, al ingresar en el sitio web te solicitará el registro de un usuario administrador para iniciar la gestión de la plataforma. Solo debes llenar los campos y tendrás acceso a la plataforma. Mientras el usuario administrador no haya sido registrado, no se podrá acceder a ninguna de las funciones del sistema.






Página inicial del usuario

La página inicial contiene una barra superior y varios paneles de funciones que se agregan de acuerdo a los tipos de usuarios que hay en la plataforma.



En la barra superior puedes encontrar un botón a la página principal del usuario, uno de idiomas con soporte para inglés y español, y el link este manual de usuario. A la derecha encuentras un botón para editar tu información personal o cerrar tu sesión.







Tipos de usuario

La plataforma permite 4 tipos de usuario para la gestión de la información. Cada tipo de rol tiene funciones diferentes en el sistema. Los tipos de usuario que se manejan son:

- Administrador
- Personal
- Laboratorista
- Paciente

Administrador


Como administrador puedes gestionar a los usuarios y la información de la plataforma. Tienes un panel que te permite agregar, actualizar o eliminar usuarios en el sistema.







Para agregar un usuario debes llenar el formulario de registro con sus datos. En el formulario debes agregar los roles que tendrá el usuario en la plataforma. Este mismo formulario se usa para actualizar la información del usuario y para crear el administrador inicial del sistema.








Para actualizar/eliminar un usuario escribe su número de documento en el panel de usuarios y podrás su información personal con las opciones de actualizar o eliminar un usuario.



Al actualizar un usuario se mostrará un formulario como el de registro con los datos del usuario cargado en sus campos, donde puedes editar la información del usuario.

Si quieres eliminar al usuario veras un mensaje de validación de la acción para proceder con la acción de eliminación.








¡Perfil Hepático! Sistema para la gestión de exámenes médicos.

Luego debes validar tus datos de sesion para asegurar que solo tu deseas realizar la accion de eliminación del usuario.








Personal

Como usuario del personal tienes un panel para el manejo de pacientes. Para acceder al paciente debes escribir su número de documento en el campo.




Al consultar un paciente puedes ver su información personal y también una sección para autorizar los exámenes del perfil hepático.








Los exámenes autorizados los puedes ver en la misma sección. Tienes la opción de eliminar el examen mientras el laboratorio no lo haya realizado.



Luego de realizado el examen por el laboratorista, puedes dar clic en el botón *Ver* para mostrar los resultados.

Se mostrará la información del examen realizado y tienes la posibilidad de agregar tu comentario como especialista sobre los resultados.








Laboratorista

Los usuarios de laboratorio realizan los exámenes médicos. Para acceder a los exámenes autorizados, das clic en el botón *Realizar el examen*, en el panel del laboratorista.




El laboratorista verá una lista de los exámenes que han sido autorizadas para realizar. Para realizar el examen das clic en el botón *Ver*.







En el formulario para realizar el examen agregas la información solicitada. El icono i, en el nombre del examen te brinda más información sobre la variable medida.








Paciente

Puedes consultar tus exámenes dando clic en el botón *Consultar exámenes* en el panel para el paciente.



Podrás ver tu información personal y los exámenes autorizados. Cuando el laboratorista realice los exámenes, puedes dar clic en el botón *Ver* para mostrar los resultados.







La información del examen será desplegada para ser consultada por el paciente.









Recuperar contraseña

Para ello debes escribir tu número de identificación y será enviado un enlace a tu correo para cambiar la contraseña de tu cuenta.



El correo contiene un enlace donde podrá cambiar tu contraseña. Este enlace expirará dentro de 24 horas si no has restablecido tu contraseña.







Después solo debes ingresar tu número de identificación y la nueva contraseña.

